



Styrkjum náttúrulegar varnir munnsins!

Munnvatnið er vörn náttúrunnar gegn sýruárásum, það skolar bakteríum og mat af tönnunum og jafnar sýrustig í munni. Það baðar tennurnar í náttúrulegu kalsíum og fosfati sem smýgur inn í glerunginn og endurnýjar tapað járn.

En ójafnvægi getur orðið í munninum t.d. ef munnvatnsframleiðsla er ekki næg eða ef sýrustigið verður of hátt vegna lélegrar munnhirðu, mikillar neyslu á drykkjum með háu sýrustigi eða vegna utanaðkomandi áreitis, þá nær munnvatnið ekki að endurnýja tapað kalsíum og fosfat í glerungnum, þar getur "Recaldent" komið til hjálpar.

"Recaldent" CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphaten.

Þegar Recaldent kemst í snertingu við munnvatn bindur það náttúrulegt kalsíum og fostat við tannskýlu, bakteríur og mjúkvæf. Munnvatnið eykur áhrifin á CPP-ACP og bragðefnin auka munnvatnsmyndun svo áhrifin verða þeim mun meiri.

Recaldent er unnið úr mjólkurpróteininu Casein - **Notist ekki fyrir fólk með mjólkurþol.** [MI Varnish](#) er notað á tannlæknastofu en [Tooth Mousse](#) og [MI Paste Plus](#) má einnig nota heima.

Tooth Mousse er sykurlaust ávaxtakrem sem inniheldur "Recaldent". Þegar ójafnvægi verður í munninum t.d. af orsökum sem lýst er hér að ofan þá getur Tooth Mousse komið til hjálpar, styrkt glerunginn og unnið gegn sýruárás frá bakteríum í tannskýlu og frá öðrum utanaðkomandi sýruvöldum.

Tooth Mousse má nota fyrir sjúklinga yngri en 6 ára.

Notkun:

Strax eftir tannlýsingu, t.d. sett í lýsingarskinnurnar (vel skolaðar).

Eftir tannhreinsun.

Eftir meðferð með fluorgeli.

Fyrir sjúklinga með háa karíes tíðni.

Samhliða tannréttingu, þ.e. f/sjúklinga með bracket.

Fyrir sjúklinga með glerungseyðingu, munnþurrk eða Sjögrens's heilkenni.

#462032 10/pk x 40gr. - 2 af hverju Strawberry, Vanilla, Tutti-Frutti, Mint og Melon.

MI Paste Plus er sambærilegt Tooth Mousse en inniheldur fluor að auki. Fyrir sjúklinga sem þurfa aukna vörn gegn tannskemmdum. Mi Paste Plus skal **EKKI** nota fyrir sjúklinga yngri en 6 ára, vegna mikils fluorinnihalds +900ppr.

Notkun:

Fyrir þá sem eru viðkvæmir eða heftir á einhvern hátt vegna veikinda.

Eftir tannhreinsun.

Fyrir þá sem eru með viðkvæmar tennur og/eða með bera tannhálsa.

Strax eftir tannlýsingu, t.d. sett í lýsingarskinnurnar (vel skolaðar).

Fyrir sjúklinga með hátt sýrustig í munni af ýmsum orsökum.

Fyrir sjúklinga með háa karíes tíðni eða sem þurfa aukna vernd vegna lélegrar munnhirðu.

Samhliða tannréttingu, þ.e. f/sjúklinga með bracket.

#462614 10/pk x 40gr. - 2 af hverju, Strawberry, Vanilla, Tutti-Frutti, Mint og Melon.

MI Varnish dregur úr viðkvæmni og styrkir tennurnar. Byggir á Recaldent formúlunni. Efnið er borið á viðkvæmar tennur og myndar langvarandi varnarhjúp á t.d. bera tannhálsa, slitna bitfleti og eftir tannhreinsun. Translucent litur.

Inniheldur fluor, kalsíum og fosfat sem saman mynda sterkan varnarhjúp. Í súru umhverfi leysast kalsíum og fluor upp og pH gildi munnsins verður 6,6 sem styrkir vörn glerungssins gegn sýruárás.

Intro pakki **#900727** 10 unit doses bollar x 0.50 ml, 5 Strawberry+5 Mint +20 burstar.

Dry Mouth Gel er einstakt sykurlaust gel sem dregur úr munnþurrki og veitir langtíma þægindi fyrir sjúklinginn. Dry Mouth Gel hefur hlutlaust pH gildi.

Gelið má nota hvenær sem þörf er á, það er borið á tennur og góm með hreinum fingri.

#003438 10/pk x 40 gr. - 4 af Mint, og 2 af hverju, Raspberry, Orange, og Lemon.

